

KÄYTTÖOHJEET JA SÄILYTYS Arvoisa asiakas, Kiitos luottamuksestasi tätä Orlimanin tuotetta kohtaan. Olet hankkinut korkealaatuisen lääkinnällisen tuotteen. Ole hyvä ja lue tuotteen käyttöohjeet huolellisesti läpi. Jos olet epävarma tuotteen käyttöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä lääkäriisi, ortopedian erikoislääkäriin tai asiakaspalveluumme. Orliman arvostaa tekemääsi valintaa ja toivottaa sinulle pikaista toipumista. STANDARDIT Nämä tuotteet täyttävät EU:n Lääkintälaitedirektiivin vaatimukset 93/42/ETY (RD. 1591/2009). Tuotteille on tehty riskianalyysi (UNE EN ISO 14971) olemassa olevien riskien minimoimiseksi. Testit on tehty Euroopan direktiivin UNE-EN ISO 22523 Proteesit ja ortoosit mukaisesti.

KÄYTTÖINDIKAATIOT Potilaat, joilla on cp-vamma , hemofilia, ataksia, spastisuus ja kaikissa tapauksissa joissa on aivotärähdyksen mahdollisuus.

OHJEET SOVITTAMISEEN TUOTE TULISI SÄÄTÄÄ APUNEUVOTEKNIKKOSI KANSSA TAI LÄÄKÄRIN OHJEIDEN MUKAAN. Kullekin käyttäjälle tulee valita oikeankokoinen tuote, jotta saavutetaan parempi terapeuttinen vaikutus ja hyöty eri sairauksien hoidossa, ja myös pidennetään itse tuotteen elinikää. Pakkauksessa on kaavio, josta voi tarkistaa eri kokovaihtoehdot ja niitä vastaavat senttimetrit. Tuotteen aiheuttama kompressio on säädettävä ihanteelliselle tasolle, sillä liiallinen puristus voi johtaa siihen, että tuotetta on mahdoton käyttää.

Sovittaessasi huomioi seuraavat asiat:

Parhaan hoidonnallisen vaikutus saavutetaan erilaiset diagnoosien hoitoon, kun tuote on oikean kokoinen potilaalle. Oikea koko määräytyy pään ympärysmittan mukaan (mittataulukko pakkauksessa, mitat senttimetreinä). Liiallinen puristus voi aiheuttaa epämukavuutta, koon valinnassa kannattaa olla huolellinen.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin

1. Valitse oikea koko
2. Aseta kypärä päähän, varmista, että kypärän etuosa on oikealla paikalla
3. Kiristä leukahihna sopivalle tiukkuudelle ja varmista kypärän istuvuus

VAROTOIMET Valmistuksessa käytetty materiaali on helposti syttyvää. Älä altista tuotteita tilanteisiin, joissa ne voisivat helposti syttyä palamaan. Mikäli tuote kuitenkin syttyy palamaan, riisu se välittömästi ja käytä tarvittavia keinoja tulen sammuttamiseksi. Tuotteissa käytetyt materiaalit ovat hypoallergeenisia, mutta valmistaja ei silti voi 100 %:n varmuudella luvata, etteikö joissakin yksittäisissä tapauksissa voisi ilmetä allergisia reaktioita. Mikäli allergisia oireita ilmenee, käänny tuotteen määränneen lääkärin puoleen. Hikoilusta johtuvissa lievemmissä ihoärsytyksissä, suosittelimme käyttämään puuvillaista alussukkaa tuotteen ja ihon välissä. Mikäli havaitset hiertymiä, ärsytystä tai turvotusta, poista tuote ja käänny lääkärin tai apuvälineteknikon puoleen. Tuotteen käyttöä ei suositella, mikäli sinulla on avoimia arpia, joihin liittyy turvotusta, punoitusta ja lämmönnousua. Tuote sisältää luonnonkumilateksia ja saattaa aiheuttaa allergisia oireita henkilöille, jotka ovat herkistyneet lateksille.

SUOSITUKSET JA VAROITUKSET Tuotteet on tarkoitettu vain sellaisen henkilön käyttöön, jolle ne on terveydellisen syyn vuoksi määrätty. Tuotetta ei saa käyttää, mikäli siihen ei ole asianmukaista määräystä. Kun tuote ei ole käytössä, säilytä sitä sen alkuperäisessä pakkauksessa. Hävittäessäsi tuotteen ja sen .sinua hoitaneen lääkärin ohjeiden mukaisesti, eikä tuotetta siksi saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tuotteen takuu astuu voimaan, kun tämän käyttöohjeen lopussa oleva takuutodistus on asianmukaisesti täytetty.

VALMISTUSOMINAISUUDET Kaikki valmistuksessa käytetyt materiaalit on testattu ja hyväksytty ja ne täyttävät kaikki Euroopan laatuvaatimukset. Nämä korkealaatuisista materiaaleista valmistetut tuotteet tarjoavat käyttäjälleen parasta mahdollista mukavuutta ja laatua. Erilaisten sairauksien hoitoon suunnitellut tuotteet tarjoavat tukea, stabiliteettia ja kompressiota, jota tarvitaan parhaaseen mahdolliseen hoitotulokseen.

SUOSITUKSET SÄILYTTÄMISTÄ JA PUHDISTUSTA VARTEN Kiinnitä tarranauhat toisiinsa (jos tarranauhoja on), pese tuote silloin tällöin käsin kosteaa liinaa ja mietoa saippuaa käyttäen. Käytä kuivaa pyyhettä saadaksesi tuotteesta ylimääräinen kosteus pois ja jätä se huoneenlämpöön kuivumaan. Älä ripusta tuotetta kuivumaan, silitä sitä tai altista suorille lämmönlähteille, kuten uuneille, lämmittimille, lämpöpattereille, suoralle auringonvalolle jne. Älä käytä alkoholipitoisia aineita, voiteita tai liuottimia tuotteen käytön tai pesun aikana. Jos tuotetta ei ole kuivattu kunnolla, niin pesuainejäämät saattavat aiheuttaa ihoärsytystä ja vahingoittaa tuotetta. Ohjeet polvitukien sivutukien poistamiseen puhdistusta varten: Vedä polvituen molemmista päistä, kunnes sivutuki ilmestyy näkyviin yläosan reiästä. Kun olet puhdistanut polvituen ja kun se on kokonaan kuivunut, aseta sivutuet takaisin paikoilleen. Varotoimet: Jotta polvituen terapeuttinen vaikutus normaalin käytön yhteydessä voidaan taata, sivutukia ei koskaan saisi muuttaa alkuperäisestä tai poistaa kokonaan käytöstä, muuten, kuin puhdistuksen ajaksi. Poikkeuksena on hoitavan lääkärin tai ortopedisen teknikon suositus.

TAKUUT ORLIMAN, S.L.U. antaa kaikille tuotteilleen takuun, sillä edellytyksellä, että niitä ei ole muokattu tai muutettu alkuperäisestä. Takuu ei ole voimassa, mikäli alkuperäistä tuotetta on muutettu ja tämän väärinkäytöksen seurauksena ilmenee puutteita tai mitä tahansa rikkoutumista. Jos havaitset tuotteessa puutteita tai poikkeavuutta, ja tuote tulee vaihtaa toiseen, ilmoita asiasta välittömästi sille taholle, josta olet tuotteen hankkinut. ORLIMAN, S.L.U. arvostaa valintaasi ja toivottaa sinulle pikaista toipumista.